


Lámpara Light Sources F24T12/BL/HO



Price: CA \$27.00

SKU: F24T12/BL/HO

In stock: 1000

Product Categories: [Lámparas de Recambio](#), [Lámparas UVA / UVB](#)

Product Page:

<https://solarcsystems.mx/es/producto/light-sources-f24t12blho-bulb/>

Product Summary

UVA (PUVA) de 2-pies de Alta Salida

Sirve a la mayoría de los equipos de manos y pies PUVA.

Product Attributes

- Longitud de onda: PUVA
- Conector: Contacto doble encastrado (RDC)
- Vatio: -
- Largo: 21.75 pulgadas
- Diámetro: T12, 1 1/2 pulgadas (38mm)