

# Lámpara Light Sources F72T12/BL/HO



Price: CA \$24.00

**SKU:** F72T12/BL/HO

**In stock:** 1000

**Product Categories:** [Cuerpo Completo](#), [Lámparas de Recambio](#), [Lámparas UVA / UVB](#)

**Product Page:**

<https://solarcsystems.mx/es/producto/light-sources-f72t12blho-bulb/>

## Product Summary

### **UVA (PUVA) de 6-pies, de Alta Salida**

La lámpara PUVA de 6 pies más común. Sirve a casi todos los equipos de 6 pies de Norteamérica.

## Product Attributes

- Longitud de onda: PUVA
- Conector: Contacto doble encastrado (RDC)
- Vatio: 85/100
- Largo: 69.75 pulgadas
- Diámetro: T12, 1 1/2 pulgadas (38mm)