

## Lámpara Philips PL-S9W/10



Price: CA \$25.00

**SKU:** PL-S9W/10

**In stock:** 1000

**Product Categories:** [Lámparas UVA-1](#), [De Mano](#), [Lámparas de Recambio](#)

**Product Page:** <https://solarcsystems.mx/es/producto/philips-pl-s9w10-bulb/>

### Product Summary

**PHILIPS 9 vatios, de doble tubo, 2-Pin, Fluorescente Compacta corta UVA-1**

Sirve a la mayoría de los equipos de mano. Bi-tubo con arrancador incorporado y 2 pines.

### Product Attributes

- Longitud de onda: UVA-1
- Conector: Fluorescente compacta de 2 pines
- Vatio: 9
- Largo: 6.5 pulgadas
- Diámetro: T4, 1/2 pulgadas (12mm)