

Lámpara Philips TL100W/01



Price: CA \$120.00

SKU: TL100W/01

In stock: 1000

Product Categories: [Lámparas de Recambio](#), [Lámparas UVB de Banda Estrecha](#)

Product Page: <https://solarcsystems.mx/es/producto/philips-tl100w01-bulb/>

Product Summary

PHILIPS de 100 vatios, 6-pies "**larga**" UVB de Banda Estrecha de Alta-Salida (311 nm pico)

Esta es la lámpara original de 6 pies UVB de Banda Estrecha de Philips. Mide 70.25 "de extremo-a-extremo y sirve a la mayoría de los equipos pre-2003 de Norteamérica UVB de Banda Estrecha, y se sigue utilizando en los equipos europeos. Es igual que la lámpara TL100W/01-FS72 excepto que más larga - verifique los números de pieza antes de ordenar. La lámpara es 1/2" demasiado

larga para ser intercambiables con las lámparas de longitud FS72 tal como se utiliza en la mayoría de los equipos de Norteamérica construidos después de 2003 (usar TL100W/01-FS72 en su lugar).

Sirve a SolRx: Serie-1000e (equipos pre-2003 - lotes de producción R y anteriores).

También sirve a: Productos de Norteamérica Pre-2003 (Daavlin, NBC, Ultralite), y equipos europeos

Product Attributes

- Dimensions: 81 × 4 × 4 in
- Weight: .35 lbs
- Longitud de onda: UVB de Banda Estrecha (311 nm)
- Conector: Contacto doble encastrado (RDC)
- Vatio: 100
- Largo: 70.25 pulgadas
- Diámetro: T12, 1 1/2 pulgadas (38mm)