

Lámpara Philips TL20W/01



Price: CA \$95.00

SKU: TL20W/01

In stock: 1000

Product Categories: [Lámparas de Recambio](#), [Lámparas UVB de Banda Estrecha](#)

Product Page: <https://solarcsystems.mx/es/producto/philips-tl20w01-bulb/>

Product Summary

PHILIPS de 20 vatios, 2 pies UVB de Banda Estrecha-(311 nm pico)

Sirve a los equipos de UVB de Banda Estrecha de "2-pies", incluyendo la mayoría de las unidades de mano y del pie no-Solarc. Puede ser utilizada para las conversiones a UVB de Banda Estrecha de las unidades de mano y del pie que utilizan actualmente lámparas FS20T12/UVB de Banda Ancha.

Sirve a SolRx: Ninguno (a favor de la mucho más potente lámpara PL-L36W/01)

También sirve a: La mayoría de los equipos UVB de Banda Estrecha de Manos y

Pies incluyendo: Manos / pies II [™] de National Biological Corporation, Daavlin Serie M, UV-Biotek Versa-Lite [™] y Mobile-Lite [™].

Product Attributes

- Longitud de onda: UVB de Banda Estrecha (311 nm)
- Conector: Bi-pin
- Vatio: 20
- Largo: 23.75 pulgadas
- Diámetro: T12, 1 1/2 pulgadas (38mm)