

Lámpara PL-L36W-UVA1



Price: CA \$60.00

SKU: PL-L36W-UVA1 Bulb

In stock: 1000

Product Categories: [Lámparas UVA-1](#), [Manos y Pies](#), [Lámparas de Recambio](#)

Product Page: <https://solarcsystems.mx/es/producto/pl-l36w-uva1-bulb/>

Product Summary

Fluorescente Compacta Larga UVA-1 de 36 vatios, de doble tubo, 4-Pines,

Las Lámparas Fluorescentes Compactas Largas de dos tubos tienen una densidad de energía muy alta y proporcionan mucho mayor irradiancia que las lámparas del tipo T12 con un solo tubo. También conocida como Philips PL-L36W/10. Puede ser o no ser de la marca Philips.

Product Attributes

- Longitud de onda: UVA-1
- Conector: Fluorescente compacta de 4 pines
- Vatio: 36
- Largo: 16.25 pulgadas
- Diámetro: T5, 5/8 pulgadas (16mm)