

# SolRx™ 550UVB-NB-CR

Fototerapia UVB Banda Estrecha “Clasificación Clínica” para Manos, Pies & Áreas Con Carro de Posición Opcional



El **SolRx 550UVB-NB-CR** es para uso en ocupadas clínicas de fototerapia. Un solo equipo se puede usar por sí solo, tal como un Serie 500 estándar (ver el otro folleto) o se puede montar dos equipos en el Carro de Posición mostrado, para tratamientos simultáneos de manos & pies.

Estos equipos de “Clasificación Clínica” tienen un abanico de enfriamiento y están eléctricamente etiquetados Risk Class 2G (baja fuga para grado de hospital). Cinco poderosas lámparas gemelas fluorescentes compactas reducen los tiempos de tratamiento y costo de reposición


Ver al dorso y [SolarcSystems.com](http://SolarcSystems.com) para mucho más información.

**PHILIPS**


UVB-Narrowband



# SolRx 550UVB-NB-CR Con Carro de Posición



Dos equipos 550UVB-NB-CR en un típico arreglo para manos & pies. Las ruedas permiten movilidad.



Los equipos se pueden girar o mover lateralmente sin herramientas (con herramienta en ajuste vertical)



Retire el capó y gire el equipo inferior hacia abajo para tratar los toques de los pies.



Un ajuste para tratar palma y dorso de las manos simultáneamente



O apile los equipos para crear un pequeño panel.



Las posibilidades son infinitas...

El SolRx 550UVB-NB-CR "Clasificación Clínica" proporciona máxima versatilidad para clínicas muy activas. Modernas lámparas fluorescentes compactas Philips PL-L36W/01 de 36 vatios proporcionan considerablemente mayor Irradiancia UVB-Banda Estrecha y tiempos de tratamientos más cortos que los equipos de la competencia con lámparas convencionales "T12" de 20 vatios. Con dos equipos montados en el Carro de Posición adicional, las posibilidades de tratamiento son infinitas. También disponible en UVB-Banda Ancha, UVA o UVA1.

**Dimensiones del Carro de Posición:**  
 74.9cm de ancho (83.8cm con las perillas)  
 62.2cm de profundidad  
 127.6cm de altura incluyendo las ruedas  
 Se envía parcialmente ensamblado.



Todos los modelos cumplen con la FDA de EEUU y Health Canada

Las leyes Federales de EEUU restringen este equipo a venta por u orden de un médico

Solarc Systems está certificado ISO-13485 para el diseño & fabricación de equipos médicos de fototerapia ultravioleta.



Envíenos su nombre, teléfono, ciudad y país. Un representante de Solarc se comunicará con usted en español lo antes posible.  
 Correo: [ventas@SolArcSystems.com](mailto:ventas@SolArcSystems.com)  
[www.SolArcSystems.com](http://www.SolArcSystems.com)

